



CERES 3

- 3 Wielen
- Lengte : 127 cm
- Breedte : 61 cm
- Hoogte : 116 cm
- Batterijen : 36 Ah x 2
- Actieradius : 35 km**
- Max. snelheid : 12 km/u*
- Gebruikersgewicht : 135 kg
- Kleuren : Zwart / Blauw



** Theoretische actieradius, in overeenstemming met EU-normen bij ideale omstandigheden berekend. * Snelheden en actieradius kunnen afwijken (ca. 15%).

N.V. Vermeiren N.V.

Vermeirenplein 1-15
B-2920 Kalmthout
België

Tel.: +32 (0) 3 620 20 20 info@vermeiren.be
Fax: +32 (0) 3 666 48 94 www.vermeiren.com
www.vermeiren.com - info@vermeiren.be





CERES 4

- 4 Wielen
- Lengte : 131 cm
- Breedte : 61 cm
- Hoogte : 116 cm
- Batterijen : 36 Ah x 2
- Actieradius : 35 km**
- Max. snelheid : 12 km/u*
- Gebruikersgewicht : 135 kg
- Kleuren : Zwart / Blauw



N.V. Vermeiren N.V.

Vermeirenplein 1-15
B-2920 Kalmthout
België

Tel.: +32 (0) 3 620 20 20

Fax: +32 (0) 3 666 48 94

www.vermeiren.com - info@vermeiren.be

info@vermeiren.be

www.vermeiren.com



** Theoretische actieradius, in overeenstemming met EU-normen bij ideale omstandigheden berekend. * Snelheden en actieradius kunnen afwijken (ca. 15%).