

The logo features a large, stylized number '8' in a gold color with a black outline. Inside the two loops of the '8' are two solid black circles. The text 'CARPO4' is written in a white, bold, sans-serif font across the middle of the '8'. Below the '8' is the text 'Limited edition' in a white, elegant cursive script.

CARPO4  
*Limited edition*



het ultieme rijgenot

# LCD display



nieuwe zetel  
voor een  
beter zitcomfort



LCD display

exclusieve kleur



vernieuwde mand



nieuwe sportvelgen





LCD display

spiegel links  
en rechts

extra stevige  
shopping mand

verlichting voor- en  
achteraan met  
richtingsaanwijzers

bumper vooran  
voor meer  
veiligheid

comfortable zit  
met hoofdsteun  
en opbergzak

zijdelingse reflectoren  
voor een betere  
zichtbaarheid





# technische specificaties



- Lengte : 1450 mm
- Breedte : 660 mm
- Hoogte : 1200 mm
- Bodemvrijheid : 150 mm
- Batterij : 2x12 V - 75Ah
- Actieradius : 45 km\*
- Snelheid : 15 km/u\*
- Lichaamsgewicht : 150 kg
- Kleur : bruin
- Besturingsdisplay : LCD
- Kilometer teller



optie: bagage box

\* Theoretische actieradius, in overeenstemming met EU-normen bij ideale omstandigheden berekend. \* Snelheden en actieradius kunnen afwijken (ca. 15%).

## N.V. Vermeiren N.V.

Vermeirenplein 1-15  
B-2920 Kalmthout  
België



Tel.: +32 (0) 3 620 20 20  
Fax: +32 (0) 3 666 48 94



Voor meer info, neem contact op met de dealer in uw buurt.

[www.vermeiren.be](http://www.vermeiren.be) - [info@vermeiren.be](mailto:info@vermeiren.be)