

BC-730 เครื่องชั่งน้ำหนักบุคคล และวิเคราะห์ไขมัน

ผลิตภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่น

Model	150 kg
BC-730	0.1 kg



- * พิกัดกำลัง 150 kg ละเอียด 0.1 kg
- * ตัวเลข LCD 20.0 mm, อ่านง่าย ชัดเจน
- * ปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ เมื่อไม่ได้ใช้งานนานเกินกว่า 3 นาที
- * โปรแกรม : มวลไขมัน (Body Fat %), เปอร์เซ็นต์น้ำในร่างกาย (Total Body Water %), มวลกล้ามเนื้อ (Muscle Mass), บอกละดับส่วนกล้ามเนื้อและไขมัน (Physical Rating), อัตราการเผาผลาญพลังงาน และเทียบอายุ (BMR&Metabolice Age), มวลกระดูก (Bone Mass), วัดระดับไขมัน อวัยวะภายในบริเวณช่องท้อง (Visceral Fat)
- * บันทึกข้อมูลผู้ใช้ 5 ท่าน (วันเกิด, ชาย, หญิง, อายุ, ความสูง, มาตรฐาน kg - lb)
- * เรียกดูค่าที่วัดได้ครั้งที่ผ่านมา (Recall)
- * ขนาดของเครื่องชั่ง : 260 x 215 x 25 mm
- * พลังงาน : "AA" drycell จำนวน 4 ก้อน
- * ห้ามใช้ชั่งซื้อขาย
- * BC-730 150 kg x 0.1 kg, "Anti - Slip" ABS platform

BD-590 เครื่องชั่งน้ำหนักเด็ก

ผลิตภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่น

Model	20 kg (44 lb)
BD-590	10 g (0.5 oz)



เหมาะสำหรับใช้ในบ้าน

- * พิกัดกำลัง 20 kg (44 lb)
- * ละเอียด 10 g (0.5 oz)
- * ตัวเลข LCD 28.0 mm, อ่านง่าย ชัดเจน
- * โปรแกรม : Tare (หักน้ำหนักภาชนะ), Hold (ล็อคค่าน้ำหนักเด็ก)
- * ถาดเด็กนอน : 570 x 390 x 25.5 mm (ถอดออกไม่ได้)
- * แถบวัดส่วนสูง : 0-55 cm ละเอียด 1 mm
- * พลังงาน : " AA " drycell จำนวน 4 ก้อน
- * ห้ามใช้ชั่งซื้อขาย

* BD-590 20 kg x 10 g, Lightweight and Compact Digital Baby Scale

1583 เครื่องชั่งน้ำหนักเด็ก

ผลิตภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่น

Model	20 kg (44 lb)
1583	10/20 g (0.5/1.0 oz)



เหมาะสำหรับใช้ในบ้าน

- * พิกัดกำลัง 20 kg (44 lb)
- * ละเอียด 10 / 20 g (0.5/1.0 oz)
- * ตัวเลข LCD 16.0 mm, อ่านง่าย ชัดเจน
- * โปรแกรม : Tare (หักน้ำหนักภาชนะ), Hold (ล็อคค่าน้ำหนักเด็ก)
- * ถาดเด็กนอน : 550 x 265 x 80 mm (ถอดออกได้)
- * เครื่องหมายเตือนเมื่อแบตเตอรี่อ่อน และ Auto power off 3 นาที
- * พลังงาน : " AA " drycell 1.5V. จำนวน 6 ก้อน
- * ห้ามใช้ชั่งซื้อขาย

* 1583 20 kg x 10 / 20 g, ABS plastic baby tray

