

GF, GX Precision Balances

ผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย



- * ตัวเลข Vacumm Fluorescent Display (VFD)
- * โปรแกรม : Tare, Units อื่นๆ รวมถึงนับจำนวน (Counting)
- * มีโหมด Animal Weighing, Underhook function
- * อุปกรณ์มาตรฐาน RS232C Interface (พร้อมซอฟต์แวร์ WINCT)
- * พลังงาน : AC Adapter 11V. (รวมอยู่ในชุด)

อุปกรณ์เสริม

- External display
- ตู้อัดลม ไบเล็ก, ไบใหญ่

**GX - ปรับน้ำหนักแบบ Internal

* แถมนัดครอบกันลม

รุ่น	พิกัดกำลัง	ค่าละเอียด	จานชั่งน้ำหนัก
GF-300	310 g	0.001 g	128 x 128 mm
GX-600	610 g	0.001 g	128 x 128 mm (Internal Cal.) **
GF-1000	1100 g	0.001 g	128 x 128 mm
GX-1000	1100 g	0.001 g	128 x 128 mm (Internal Cal.) **
GF-3000	3100 g	0.01 g	165 x 165 mm
GF-6100	6100 g	0.01 g	165 x 165 mm
GX-6100	6100 g	0.01 g	165 x 165 mm (Internal Cal.) **

* แถมนัดครอบกันลม

HR, GR Analytical Balances

ผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย



HR-200

GR-200

- * ตัวเลข Vacumm Fluorescent Display (VFD)
- * โปรแกรม : Tare, Units อื่นๆ รวมถึงนับจำนวน (Counting)
- * มีโหมด Animal Weighing, Underhook function เชื่อมต่อ Computer
- * อุปกรณ์มาตรฐาน RS232C Interface
- * พลังงาน : AC Adapter 11V. (รวมอยู่ในชุด)
- * ห้ามใช้ชั่งซื้อขาย

แถม : Software "WIN CT" เชื่อมต่อ Computer

**GR - ปรับน้ำหนักแบบ Internal

* แถมนัดครอบกันลม

รุ่น	พิกัดกำลัง	ค่าละเอียด	จานชั่งน้ำหนัก
HR-200	210 g	0.1 mg	Ø 85 mm
GR-200	210 g	0.1 mg	Ø 85 mm (Internal Cal.) **

* แถมนัดครอบกันลม