

BW-2010 เครื่องชั่งน้ำหนักเด็ก

Model	20 kg (44 lb)
BW-2010	10 g (0.5 oz)



* ABS plastic housing

เหมาะสำหรับใช้ในบ้าน

- * พิกัดกำลัง 20 kg (44 lb) ละเอียด 10 g (0.5 oz)
- * ตัวเลข LCD 25.0 mm อ่านง่าย เห็นชัดเจน
- * โปรแกรม : Tare (หักน้ำหนักภาชนะ), Hold (ล็อคค่าน้ำหนักเด็ก)
- * ภาตเด็กนอน : 520 x 265 x 75 mm (ถอดออกได้)
- * เครื่องหมายเตือนเมื่อแบตเตอรี่อ่อน และ Auto power off 3 นาที
- * น้ำหนักสุทธิประมาณ 2.3 kg
- * พลังงาน : 9 V. Alkaline dry cell, AC/DC adapter (แถม adapter)
- * มาตรฐาน ISO 9001
- * ผลิตภัณฑ์ของประเทศไต้หวัน
- * ห้ามใช้ชั่งซื้อขาย

BW-20 เครื่องชั่งน้ำหนักเด็ก

Model	20 kg (44 lb)
BW-20	5 / 10 g (0.2/0.5 oz)



* ABS plastic housing

เหมาะสำหรับใช้ในบ้าน

- * พิกัดกำลัง 20 kg (44 lb)
- * ละเอียด 5/10 g (0.2/0.5 oz)
- * ตัวเลข LCD 25.0 mm (Backlight เรืองแสง) อ่านง่าย เห็นชัดเจน
- * โปรแกรม : Tare (หักน้ำหนักภาชนะ), Hold (ล็อคค่าน้ำหนักเด็ก)
- * ภาตเด็กนอน : 680 x 265 x 123 mm (ถอดออกได้)
- * เครื่องหมายเตือนเมื่อแบตเตอรี่อ่อน และ Auto power off 3 นาที
- * แถบวัดส่วนสูง : 0- 63 cm ละเอียด 0.5 mm
- * น้ำหนักสุทธิประมาณ 5.8 kg
- * พลังงาน : แบตเตอรี่ 6 โวลต์ ชาร์จไฟได้ (Internal Charge), AC/DC adapter (แถม adapter)
- * มาตรฐาน ISO 9001
- * ผลิตภัณฑ์ของประเทศไต้หวัน
- * ห้ามใช้ชั่งซื้อขาย

BW-0365 เครื่องชั่งน้ำหนักเด็ก

Model BW-0365	(พิกัดกำลัง x ค่าละเอียด)
	0~6 kg x 2 g , 6~15 kg x 5 g or
	0~10 kg x 5 g , 10~20 kg x 10 g



* ABS plastic housing

เหมาะสำหรับใช้ในบ้าน

- * พิกัดกำลังสูงสุด 20 kg ละเอียด 10 g
- * ตัวเลข LCD 25.0 mm (Backlight เรืองแสง) อ่านง่าย เห็นชัดเจน
- * โปรแกรม : Tare (หักน้ำหนักภาชนะ), Hold (ล็อคค่าน้ำหนักเด็ก)
- * เรียกดูค่าที่วัดได้ครั้งที่ผ่านมา (Recall), บันทึกค่าน้ำหนัก 99 ค่า
- * เครื่องหมายเตือนเมื่อแบตเตอรี่อ่อน และ Auto power off 3 นาที
- * ภาตเด็กนอน : 600 x 270 mm
- * พลังงาน : แบตเตอรี่ "AA" drycell , AC/DC adapter (แถม adapter)
- * มาตรฐาน ISO 9001
- * ผลิตภัณฑ์ของประเทศไต้หวัน
- * ห้ามใช้ชั่งซื้อขาย



永田牌
NAGATA