

PW Analytical Balances

ผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย



- * Internal Calibration สามารถเลือกเป็น External Cal ได้
- * สามารถกำหนดเวลาเตือนผู้ใช้ทำ Calibrate (ทุก 1 - 24 ชม.)
- * ทักน้ำหนักภาษาชนะได้ 100 %
- * Backlit LCD display with dual digits (24 mm high)
- * โปรแกรม : Tare, Units อื่นๆ, Counting, Animal รวม 18 มาตรา
- * มีโหมด Percentage, Underhook function - density/specific gravity
- * เลือกแสดงภาษาได้ 4 ภาษา English, French, German, Spanish
- * อุปกรณ์มาตรฐาน RS232C Interface
- * แสดงวันที่และเวลา
- * พลังงาน : AC Adapter 15 V. (รวมอยู่ในชุด)
- * Auto Power off 1-9 นาที เพื่อประหยัดพลังงาน (เลือกได้)
- * ห้ามใช้ชั่งซื้อขาย

* รับประกัน 2 ปี

* Die Cast Aluminium Housing * มี Passcode

* ตู้กันลมอย่างดี ขนาด 202 x 158 x 215 มม

รุ่น	พิกัดกำลัง	ค่าละเอียด	งานชั่งน้ำหนัก
PW254	250 g	0.1 mg	∅ 90 mm

PGW Precision Balances

ผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย



รุ่นลงท้ายด้วย " I " Internal Calibration
รุ่นลงท้ายด้วย " E " External Calibration

- * รุ่น " I " Internal Calibration สามารถเลือกเป็น External Cal ได้
- * สามารถกำหนดเวลาเตือนผู้ใช้ทำ Calibrate (ทุก 1 - 24 ชม.)
- * ทักน้ำหนักภาษาชนะได้ 100 %
- * Backlit LCD display with dual digits (24 mm high)
- * โปรแกรม : Tare, Units อื่นๆ รวมถึงนับจำนวน (Counting) 18 มาตรา
- * มีโหมด Percentage, Underhook function - density/specific gravity
- * เลือกแสดงภาษาได้ 4 ภาษา English, French, German, Spanish
- * อุปกรณ์มาตรฐาน RS232C Interface
- * แสดงวันที่และเวลา
- * พลังงาน : AC Adapter 15 V. (รวมอยู่ในชุด)
- * Auto Power off 1-9 นาที เพื่อประหยัดพลังงาน (เลือกได้)
- * ห้ามใช้ชั่งซื้อขาย

- * แกรมตุ้ครอบกันลม
- * แกรมตุ้ครอบกันลม
- * แกรมตุ้ครอบกันลม

รุ่น	พิกัดกำลัง	ค่าละเอียด	งานชั่งน้ำหนัก
* PGW453e , PGW453i	450 g	0.001 g	140 x 140 mm
* PGW753e , PGW753i	750 g	0.001 g	140 x 140 mm
* PGW603e	600 g	0.001 g	140 x 140 mm
PGW2502e	2500 g	0.01 g	192 x 192 mm
PGW3502e	3500 g	0.01 g	192 x 192 mm
PGW4502e , PGW4502i	4500 g	0.01 g	192 x 192 mm
PGW6002e	6000 g	0.01 g	192 x 192 mm



* รับประกัน 2 ปี

* Die Cast Aluminium Housing * มี Passcode

* แกรมตุ้ครอบกันลม ขนาด 158 x 158 x 80 มม (เฉพาะรุ่น ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)