

ES-HA Precision Balances



- * โปรแกรม : Tare, Units
- * ตัวเลข LCD สีดำ สูง 20.0 mm, และ Backlight สีฟ้าเรืองแสง
- * แถบตัวครอบกันลม (กระจก เลื่อนได้ สามด้าน)
- * พลังงาน : แบตเตอรี่ "AA" 1.5 V. จำนวน 4 ก้อน หรือเลือกใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 V.
- * อุปกรณ์มาตรฐาน RS232C สำหรับเชื่อมต่อกับ External display, computer
- * ห้ามใช้ชั่งซื้อขาย

รุ่น	พิกัดกำลัง	ค่าละเอียด	จานชั่งน้ำหนัก
ES-150HA	150 g	0.01 g	Ø 116 mm
ES-300HA	300 g	0.01 g	Ø 116 mm
ES-500HA	500 g	0.01 g	Ø 116 mm
ES-1000HA	1000 g	0.01 g	Ø 116 mm
ES-1200HA	1200 g	0.01 g	Ø 116 mm

ES-H Precision Balances



- * โปรแกรม : Tare, Units
- * ตัวเลข LCD สีดำ สูง 18.0 mm และ Backlight สีฟ้าเรืองแสง
- * พลังงาน : แบตเตอรี่ "AA" 1.5 V. จำนวน 8 ก้อน หรือเลือกใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 V.
- * อุปกรณ์มาตรฐาน RS232C สำหรับเชื่อมต่อกับ External display, computer
- * ห้ามใช้ชั่งซื้อขาย

รุ่น	พิกัดกำลัง	ค่าละเอียด	จานชั่งน้ำหนัก
ES-2000H	2000 g	0.01 g	Ø 128 mm
ES-3000H	3000 g	0.1 g	175 x 175 mm
ES-6000H	6000 g	0.1 g	175 x 175 mm
ES-8000H	8000 g	0.1 g	175 x 175 mm

SUPER-SS Weighing Scales



- * ตัวเลข LED สีแดง, สูง 0.56 นิ้ว Dual Display
- * Internal Resolution (1/6,000 division)
- * รุ่น SUPER-SS S.S. Housing
- * รุ่น SUPER-SU ABS Housing
- * โปรแกรม : หนักน้ำหนักภาชนะ
- * พลังงาน : Rechargeable battery ใช้งานต่อเนื่องได้ 60 ชม. หรือเลือกใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 V.
- * ห้ามใช้ชั่งซื้อขาย

รุ่น	พิกัดกำลัง	ค่าละเอียด	จานชั่งน้ำหนัก
SUPER-SS, SUPER-SU	3 kg	0.5 g	190 x 230 mm
SUPER-SS, SUPER-SU	6 kg	1 g	190 x 230 mm
SUPER-SS, SUPER-SU	15 kg	2 g	190 x 230 mm
SUPER-SS, SUPER-SU	30 kg	5 g	190 x 230 mm