

CQT "Core" Compact Portable Balances

ผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย



- * หนักน้ำหนักขณะได้ 100 %
- * Backlit LCD display (16 mm high)
- * โปรแกรม : Tare, Units อื่นๆ (ไม่มี percentage, counting)
- * แอมป์ครอบกันลม ขนาด 132 mm สูง 100 mm (เฉพาะรุ่น CQT-202)
- * พลังงาน : AC Adapter 12 V. (รวมอยู่ในชุด) หรือ "AA" 6 ก้อน
- * Auto Power off 10 - 90 วินาที เพื่อประหยัดพลังงาน (เลือกได้)
- * น้ำหนักสุทธิ 900 g
- * ห้ามใช้ขี้จี้ช้อย

* External Calibration ปรับน้ำหนักโดยใช้ลูกตุ้มมาตรฐาน



* รับประกัน 1 ปี

* ABS Plastic Housing

* แอมป์ครอบกันลม

รุ่น	พิถีพิถัน	ค่าละเอียด	งานชั่งน้ำหนัก
CQT202	200 g	0.01 g	∅ 120 mm
CQT2601	2600 g	0.1 g	∅ 120 mm

WBW Wash Down Scales

ผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย



- * หน้าจอ LCD สีดำ พร้อมไฟเรืองแสง
- * โปรแกรม : Tare (หนักน้ำหนักขณะ), Units, Auto power
- * มีเลือกให้ปิดเครื่องอัตโนมัติได้ Auto Power off
- * งานชั่งสแตนเลส
- * ตัวเครื่องทำจากพลาสติก
- * ขนาดตัวเครื่อง : 231 x 153 x 265 mm
- * พลังงาน : แบตเตอรี่ชาร์จไฟได้ พร้อม AC Adapter
- * ได้มาตรฐาน IP 66
- * ห้ามใช้ขี้จี้ช้อย



* รับประกัน 1 ปี

IP 66 RATED FOR WASH DOWN

รุ่น	พิถีพิถัน	ค่าละเอียด	งานชั่งน้ำหนัก
WBW-2	2000 g	0.2 g	173 x 210 mm
WBW-4	4000 g	0.5 g	173 x 210 mm
WBW-8	8000 g	1 g	173 x 210 mm
WBW-16	16 kg	2 g	173 x 210 mm