

BW-2232MH เครื่องชั่งน้ำหนักบุคคล พร้อมวัดส่วนสูง ระบบดิจิทัล



- * พิกัดกำลัง 300 kg ละเอียด 100 g
- * ตัวเลข LCD 0.8 inch (ช่องน้ำหนัก, ส่วนสูง), LCD 0.5 inch (BMI)
- * โปรแกรม : Auto BMI คำนวณค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index), Hold (ล็อกค่าน้ำหนัก), Stand-by โดยอัตโนมัติ เมื่อไม่ใช้งาน
- * มีล้ออยู่ด้านหลังแท่นซึ่งสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก
- * พื้นที่ชั่งน้ำหนัก : 600 x 600 mm
- * วัดส่วนสูง : 110 - 200 cm
- * น้ำหนักสุทธิประมาณ 20 kg
- * พลังงาน : ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 V. ผ่าน AC Adapter
- * อุปกรณ์มาตรฐาน RS-232C ทำงานร่วมกับ printer, computer
- * มาตรฐาน ISO 9001
- * ผลิตภัณฑ์ของประเทศไต้หวัน
- * ห้ามใช้ชั่งซื้อขาย

Model	300 kg
BW-2232MH	0.1 kg

* BW-2232MH 300 kg x 100 g Mild Steel Platform

BW-5156M, BW-5156LM เครื่องชั่งน้ำหนักบุคคล



Model	300 kg
BW-5156M	0.1 kg

- * พิกัดกำลัง 300 kg ละเอียด 100 g
- * ตัวเลข LCD 25.0 mm (Backlight เรืองแสง) อ่านง่าย เห็นชัดเจน
- * โปรแกรม : Tare (หักน้ำหนักภาชนะ), Hold (ล็อกค่าน้ำหนัก) Recall (เรียกค่าน้ำหนักย้อนหลัง), Stand-by อัตโนมัติ เมื่อไม่ใช้งาน
- * โปรแกรม : BMI คำนวณค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index)
- * เครื่องชั่งและแท่นชั่ง สามารถพับเก็บได้
- * มีล้ออยู่ด้านหลังแท่นซึ่งสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก
- * รุ่น BW-5156M พื้นที่ชั่งน้ำหนัก : 760 x 800 mm
- * รุ่น BW-5156LM พื้นที่ชั่งน้ำหนัก : 1200 x 800 mm
- * รุ่น BW-5156M น้ำหนักสุทธิประมาณ 37 kg
- * รุ่น BW-5156LM น้ำหนักสุทธิประมาณ 52 kg
- * พลังงาน : Rechargeable battery ใช้งานต่อเนื่องได้ 60 ชม. หรือเลือกใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 V. ผ่าน AC Adapter
- * มาตรฐาน ISO 9001
- * ผลิตภัณฑ์ของประเทศไต้หวัน
- * ห้ามใช้ชั่งซื้อขาย

* BW-5156M 300 kg x 100 g Mild Steel Platform

* BW-5156LM 300 kg x 100 g Mild Steel Platform

