



บริษัท อินเตอร์เด็นท์ เมดิคอล อินสตรูमेंท์ จำกัด Interdent Medical Instrument Co.,LTD.

599/2 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270

โทรศัพท์ : 02-758 9376 โทรสาร : 02-758 9731

MLF999 E1 : Spine Board

MLF999-E1 รุ่นบอร์ดรองกระดูกสันหลัง เป็นที่นิยมใช้สำหรับการลำเลียงผู้ป่วย ได้รับบาดเจ็บสาหัสและไม่สามารถขยับเขยื้อนตัวได้อย่างปลอดภัย ตัวบอร์ดสามารถ X-ray ผ่านได้และลอยอยู่บนน้ำได้ สามารถใส่อุปกรณ์ยึดศีรษะผู้ป่วย (Head Immobilizer) ได้

ตัวบอร์ดทำจากพลาสติก Medical Grade มีความแข็งแรงสูง รองรับกระดูกสันหลังและส่วนอื่นๆของร่างกายได้เป็นอย่างดี,รองรับน้ำหนักและง่ายต่อการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย



Technical Parameter:

Product size (ขนาด)	1830 x 450 x 50 (mm)
Net weight (น้ำหนัก)	8 kg
Loading bearing (รับน้ำหนักสูงสุด)	≤159 kg

Head Immobilize

อุปกรณ์รัดศีรษะและป้องกันการถูกระแทกกระแทกศีรษะของศีรษะ ออกแบบมาเพื่อให้สอดคล้องกับศีรษะของศีรษะ ช่อง รูหูขนาดใหญ่ สามารถ X-ray, MRI หรือ CT ได้ เคลือบพลาสติกกันน้ำทำให้ป้องกันการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย ไม่ดูดซับเลือดหรือของเหลวที่ไหลออกจากร่างกายได้



Technical Parameter :

Product size (ขนาด)	400 x 250 x 160 (mm)
Net weight (น้ำหนัก)	2.4 kg

*** ผู้นำเข้าสินค้า คุณภาพทางการแพทย์ จากยุโรปและเอเชีย ***

www.pppmedical.com