



บริษัท อินเตอร์เด็นท์ เมดิคอล อินสตรูमेंท์ จำกัด Interdent Medical Instrument Co.,LTD.

599/2 หมู่ที่ 5 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270

Tel : 0-2758-9376, 0-2758-9731 Fax : 0-2758-9731 Mobile : 08-4082-8800

HL-SK-155 : Multi-Function Electric Bed

Hanlim®



คุณสมบัติทั่วไป เป็นเตียงไฟฟ้า Multi-Function สามารถปรับสูง – ต่ำ, ปรับหลัง, ปรับเข่า, ปรับที่นั่งและปรับท่าศีรษะสูงเท้าต่ำ-เท้าต่ำศีรษะสูง พื้นเตียงทำจากพลาสติก ABS (Acrylonitrile-Butadiene-Styrene) เเจาะรูระบายอากาศเพื่อป้องกันการสะสมของแบคทีเรีย ราวกันเตียงเป็นแบบปีกนกทำจากพลาสติก P.P (Poly Propyllene) มีความแข็งแรงทนทาน หัวเตียงและท้ายเตียงผลิตจากพลาสติก P.P (Poly Propyllene) เคลือบสีฝุ่นอบเพื่อป้องกันไฟฟ้าสถิต ฉีดขึ้นรูปเป็นชั้นเดียว สามารถถอดได้ง่าย ทนต่อกรดและด่าง ทนความร้อนได้สูงสุด 110 องศาเซลเซียส Motor LINAX จากประเทศเดนมาร์ก ควบคุมการทำงานด้วยแผงควบคุม 5 จุด ฟังก์ชันที่ราวกันเตียงทั้งด้านในด้านนอกทั้งสองฝั่งและด้านท้ายเตียงสามารถล็อคปุ่มการทำงานได้ที่แผงควบคุมท้ายเตียง มีฟังก์ชันสำหรับชั่งน้ำหนักคนไข้ และฟังก์ชันเตือนคนไข้ลุกออกจากเตียงโดยมีสัญญาณเสียงเตือน มีสลักคิงเพื่อปรับเตียงสำหรับทำ CPR ช่วยชีวิตผู้ป่วย(Cardiopulmonary resuscitation) ในกรณีฉุกเฉิน มีล้อกลางเพื่อการเคลื่อนย้ายเตียงควบคุมการเคลื่อนย้ายให้เตียงวิ่งตรง และมี Bumper เพื่อป้องกันการกระแทกที่มุมเตียงทั้ง 4 มุม ล้อขนาด 6 นิ้ว ระบบเบรก CenTral Lock ติดตั้งทั้งสองข้างของตัวเตียง

คุณสมบัติเฉพาะ

1. ขนาดเตียง (มิติ) กว้าง 99 ซม. ยาว 225 ซม., พื้นเตียงมีขนาด กว้าง 83 ซม. ยาว 195 ซม.
2. ปรับต่ำสุด – สูงสุด 49 – 89 ซม., ปรับหลังได้ 0 – 75 องศาและปรับเข่าได้ 0 – 40 องศา
3. สามารถปรับท่าศีรษะต่ำเท้าสูง-ศีรษะสูงเท้าต่ำได้ (Trend / Reverse Trend) 0 – 18 องศา
4. เคลือบสีฝุ่น อบเพื่อป้องกันไฟฟ้าสถิต
5. รับน้ำหนักได้สูงสุด 250 กิโลกรัม