



บริษัท อินเตอร์เด็นท์ เมดิคอล อินสตรูमेंท์ จำกัด
Interdent Medical Instrument Co.,LTD.

599/2 หมู่ที่ 5 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270

Tel : 0-2758-9376, 0-2758-9731 Fax : 0-2758-9731 Mobile : 08-4082-8800

Aolike (Semi – Electric Hospital Bed) รุ่น ALK06 – B07P

AOLIKE®



เตียง 3 ไก่ไฟฟ้า พร้อมไทม์เมอร์ ยี่ห้อ Aolike (Semi – Electric Hospital Bed) รุ่น ALK06 – B07P

ลักษณะทั่วไป เป็นเตียง 3 ไก่ไฟฟ้า พร้อมไทม์เมอร์ สามารถปรับได้ทั้งแบบไฟฟ้าควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลแบบแวน และใช้ไทม์เมอร์ซึ่งอยู่บริเวณท้ายเตียง สามารถปรับส่วน หลัง , เข่า และ ปรับสูง - ต่ำ หัว – ท้ายเตียงทำมาจาก พลาสติก ABS พื้นเตียงทำมาจากแผ่นเหล็กเจาะรูพ่นสีกันสนิม เพื่อระบายอากาศ และ พ่นสีฝุ่นอบ , ป้องกันการเกิดริ้วรอย ราวกันเตียงทำมาจากอลูมิเนียม มี 6 ซี่ ขนาดความห่างของแต่ละซี่มีขนาดที่ได้มาตรฐาน เป็นราวกันเตียงแบบสไลด์หุ้มอบ ล้อมีขนาด 5 นิ้ว มีเบรก 2 ล้อ

ลักษณะเฉพาะ

1. ขนาด กว้าง 213 ซม. ยาว 98 ซม. สูง 45 ซม. – 68 ซม.
2. ปรับ สูงสุด – ต่ำสุด ได้ 45 ซม. – 68 ซม.
3. หลังสามารถปรับได้ 0 – 70 องศา
4. ขาสามารถปรับได้ 0 – 30 องศา
5. รับน้ำหนักได้สูงสุด 280 กิโลกรัม

ACCESSORIES

1. แบตเตอรี่สำรอง
2. IV.POLE แบบ 4 ตะขอ
3. ที่นอน ทำมาจาก PU Foam ปกกันน้ำ และ ไม่ลามไฟ
4. Over Bed แบบพาดคล้องไปกับเตียง สามารถเก็บได้เมื่อไม่ได้ใช้