



บริษัท อินเตอร์เด็นท์ เมดิคอล อินสตรูमेंท์ จำกัด Interdent Medical Instrument Co.,LTD.

599/2 หมู่ที่ 5 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Tel : 0-2758-9376, 0-2758-9731 Fax : 0-2758-9731 Mobile : 08-4082-8800

SAE-B-02 : Tree-Function Electric Home Care Bed

 **SUNGSIM**



คุณสมบัติทั่วไป

- โครงสร้างเตียงผลิตจากเหล็กคุณภาพดี แข็งแรง ทนทาน พื้นเตียงทำจากไม้ ดีเป็นระแนง แข็งแรงสวยงามให้ความรู้สึกเหมือนนอนอยู่บนเตียงธรรมดา
- ควบคุมการทำงานด้วยรีโมทคอนโทรล สะดวกในการใช้งาน 3 ฟังก์ชัน ปรับหลัง, ปรับเข้าและปรับสูง-ต่ำได้มอเตอร์สามารถเลือกได้ ทั้งจาก เคนมาร์ก, ใต้ห้วน
- หัวเตียง, ห้ายเตียงเป็นไม้ สวยงาม แข็งแรงทนทาน
- ราวก้นเตียงเป็นไม้สามารถปรับขึ้นลงได้ แบ่งเป็น 2 ท่อน
- ล้อขนาด 12.5 cm. เียบเวลาเคลื่อนย้าย
- รองรับน้ำหนักได้ 250 กิโลกรัม

คุณสมบัติเฉพาะ

- ขนาดเตียง : L 214 X W 94 cm., ขนาดพื้นเตียง : L 190 X W 90 cm.
- ปรับ ต่ำ – สูง 47.5 – 77.5 cm.