



บริษัท อินเตอร์เด็นท์ เมดิคอล อินสตรูमेंท์ จำกัด
Interdent Medical Instrument Co.,LTD.

599/2 หมู่ที่ 5 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270

Tel : 0-2758-9376, 0-2758-9731 Fax : 0-2758-9731 Mobile : 08-4082-8800

MT-201 : Rolling Stand For SE-601 Series

EDAN



MT-201 : Rolling Stand (ขาตั้งฐาน 5 แฉก)

คุณสมบัติ :

1. โครงสร้างทำจากสแตนเลส อลูมิเนียม และพลาสติก
2. ตะกร้าใส่ของ ทำจากโลหะหุ้มด้วยพลาสติก พร้อมตะขอแขวนอเนกประสงค์
3. เสาแบบ 2 ท่อน ยืดหดได้
4. แท่นวางเครื่อง แบบปรับเอนได้
5. ฐานล้อ ขนาดใหญ่แบบ 5 แฉก เพื่อการทรงตัวที่ดีเยี่ยม
6. ล้อแบบล้อคู่ จำนวน 5 ล้อพร้อมเบรคที่ล้อแต่ละล้อ