




# บริษัท อินเตอร์เด็นท์ เมดิคอล อินสตรูमेंท์ จำกัด Interdent Medical Instrument Co.,LTD.

599/2 หมู่ที่ 5 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270

Tel : 0-2758-9376, 0-2758-9731 Fax : 0-2758-9731 Mobile : 08-4082-8800



## SAE-A-01 : Five –Function Electric Bed



### คุณสมบัติทั่วไป

- เตียงไฟฟ้า 5 ฟังก์ชัน ปรับหลัง, ปรับเงา, ปรับสูง-ต่ำ และปรับทำศีรษะสูงเท้าต่ำ-ศีรษะต่ำเท้าสูงได้ เตียงได้รับการออกแบบที่สวยงามและการใช้งานได้อย่างเหมาะสม
- พื้นเตียงผลิตจากพลาสติก ABS คุณภาพสูง มีความสวยงามและแข็งแรง
- ราวกั้นเตียง ABS แบบปีกนก มีแผงควบคุมติดตั้งในตัว 4 จุด ทำให้ผู้ป่วยหรือผู้ดูแลผู้ป่วยใช้งานได้อย่างสะดวก และรีโมทคอนโทรลแบบมีสายสามารถเคลื่อนย้ายได้ตามความต้องการ
- หัวเตียงและท้ายเตียงพลาสติก ABS สามารถถอดออกได้ และทำความสะอาดง่าย
- มี Bumper ป้องกันการกระแทกทั้ง 4 มุม จากวัสดุ ABS
- ล้อขนาด 12.5 cm. เจียบเวลาเคลื่อนย้าย พร้อมระบบเบรกแบบ เซ็นทรัล ล็อค

### คุณสมบัติเฉพาะ

- ขนาดเตียง (มิต) : L 214 X W 94 cm.
- ขนาดพื้นเตียง : L 190 X W 90 cm.
- ปรับ ต่ำ – สูง : 47.5 – 77.5 cm.

