



บริษัท อินเตอร์เด็นท์ เมดิคอล อินสตรูमेंท์ จำกัด  
Interdent Medical Instrument Co.,LTD.

599/2 หมู่ที่ 5 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270

Tel : 0-2758-9376, 0-2758-9731 Fax : 0-2758-9731 Mobile : 08-4082-8800

HL-SK-101 : Manually Bed (เตียง 2 ใยมือหมุน)

Hanlim®



คุณสมบัติทั่วไป เป็นเตียง 2 ใยมือหมุน สามารถปรับหลังและปรับเข่า พื้นเตียงทำจากพลาสติก P.P ( Poly Propylene ) เจาะรูระบายอากาศเพื่อป้องกันการสะสมของแบคทีเรีย สามารถถอดทำความสะอาดได้ ราวกันเตียงเป็นแบบราวสไลด์กลมอบ มีความแข็งแรงทนทาน หัวเตียงและท้ายเตียงผลิตจากพลาสติก P.P ( Poly Propylene ) เคลือบผิวเพื่อป้องกันไฟฟ้าสถิต ฉידขึ้นรูปเป็นชั้นเดียว สามารถถอดและใส่ได้ง่าย โครงสร้างเตียงเคลือบสีฝุ่น พร้อม Over Bed ทำจาก P.P ( Poly Propylene ) แข็งแรงทนทานกรดและด่าง ทนความร้อนได้สูงสุด 100 – 110 องศาเซลเซียส ติดตั้งที่ตัวเตียง พับเก็บมิดชิดบริเวณด้านท้ายเตียง ติดล้อขนาด 5 นิ้ว

คุณสมบัติเฉพาะ

1. ขนาดเตียง (มิติ) : กว้าง 92.6 ซม. ยาว 217.6 ซม.
2. ขนาดพื้นเตียง : กว้าง 83 ซม. ยาว 196 ซม.
3. รับน้ำหนักได้สูงสุด 230 กิโลกรัม