

Aspirador Quirúrgico

Surgical Suction Pump

Aspirateur Chirurgical



EuroVac

*H-40*

*H-50*



**HERSILL, S.L.**

Equipos Médicos - Medical Devices

# Euro Vac

## Especificaciones:


<i>Características</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Fabricado en ABS blanco gris (RAL 9002) alta resistencia</li><li>- 4 ruedas muy resistentes (1 de ellas antiestática y 2 de ellas con freno)</li><li>- Vacuómetro: 0-100 KPa / 0-760 mmHg</li><li>- Interruptor ON/OFF</li><li>- Mando control de aspiración</li><li>- Cable eléctrico: 3 m.</li></ul>
<i>Bomba</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tipo pistón de larga duración, libre de aceite, no requiere mantenimiento</li></ul>
<i>Frasco recolector</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- 1 ó 2 frascos recolectores de policarbonato (4 litros - escala hasta 3500 ml) con válvula de seguridad para prevenir el sobrellenado</li><li>- Soporte frasco recolector de acuerdo con norma: EN 12218:1998</li></ul>
<i>Filtro de bacterias</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- 1 con cada frasco. Filtro hidrofóbico fabricado en PTFE. Garantiza la retención de partículas con una eficacia del 99,95% y bacterias del 99,99%</li></ul>
<i>Tubo de aspiración</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- 3 m de tubo de aspiración de PVC (Ø8 mm interior - Ø13 mm exterior)</li></ul>

## Specifications

<i>Features</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Manufactured in grey white ABS (RAL 9002) high strength</li><li>- 4 extra strong wheels (1 of them antistatic and 2 of them with brakes)</li><li>- Gauge: 0-100 KPa / 0-760 mmHg</li><li>- ON/OFF switch</li><li>- Suction control knob</li><li>- Cable length: 3 m.</li></ul>
<i>Pump</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Long-life piston type, oil free, maintenance not required</li></ul>
<i>Collection jar</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- 1 or 2 polycarbonate collection jars (4 litres - scale up to 3500 ml) with safety valve to prevent overfilling</li><li>- Collection jar support according to: EN 12218:1998</li></ul>
<i>Bacteria filter</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- 1 with each collection jar. Hydrophobic PTFE filter. It guarantees a particle retention efficiency of 99,95% and a bacterial challenge efficiency of 99,99%</li></ul>
<i>Suction tube</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- 3 m PVC suction tube (Ø8 mm inside - Ø13 mm outside)</li></ul>

## Spécifications:

<i>Caractéristiques</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Fabriqué en ABS couleur blanc gris (RAL 9002) grande résistance</li><li>- 4 roues très résistantes (1 d'elles antistatique et 2 avec frein)</li><li>- Vacumètre: 0-100 KPa / 0-760 mmHg</li><li>- Interrupteur ON/OFF</li><li>- Bouton réglage du débit</li><li>- Cable électrique: 3 m.</li></ul>
<i>Pompe</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Type piston de longue durabilité, sans huile, maintenance non nécessaire</li></ul>
<i>Flacon collecteur</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- 1 ou 2 flacons collecteurs en polycarbonate (4 litres - échelle jusqu'à 3500 ml) avec valve de sécurité</li><li>- Support du flacon collecteur selon norme: EN 12218:1998</li></ul>
<i>Filtre bactéries</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- 1 filtre avec chaque flacon collecteur. Filtre hydrophobique fabriqué en PTFE. Il garantit une efficace rétention des particules du 99,95% et des bactéries du 99,99%</li></ul>
<i>Tube d'aspiration</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- 3 m tube aspiration PVC (Ø8 mm interne - Ø13 mm externe)</li></ul>



**Ficha técnica:**  
**Technical data:**  
**Spécifications**  
**techniques:**



*H-40*



*H-50*

*\*Caudal máximo bomba*  
*Maximum pump flow*  
*Débit maximum pompe*

40 L/min

70 L/min

*Vacío máximo*  
*Maximum vacuum*  
*Vide maximum*

0-86 kPa - 866 mbar - 650 mmHg

0-93 kPa - 933 mbar - 700 mmHg

*Nivel de sonido*  
*Noise level*  
*Niveau de bruit*

45 db(A) /1 m

*Potencia*  
*Power*  
*Puissance*

250 W

300 W

*Voltage*  
*Voltaje*  
*Tension*

200 - 240 Vac (50-60 Hz)  
 \*Disponibile /Available 100-120 Vac

*Dimensiones/ Peso*  
*Dimensions/ Weight*  
*Dimensions/ Poids*

960 x 430 x 340 mm

24 Kg

25 Kg

*Embalado*  
*Packed*  
*Emballé*

990 x 495 x 380 mm

27,5 Kg

28,5 Kg

*Normativa*  
*Norms*  
*Normes*

EN ISO 10079-1:1999.  
 93/42/CEE. Class IIa  
 EN 60601-1, Class I, Type BF, IPX1

*\* Medido a 60 Hz / Measured at 60 Hz / Mesuré à 60 Hz*

# EuroVac

Referencias para pedidos  
Ordering information  
Références pour  
commandes



1 frasco recolector  
1 collection jar  
1 flacon collecteur

2 frascos recolectores  
2 collection jars  
2 flacons collecteurs

*H-40*

5320545

5320546

*H-50*

5320555

5320556

Opción  
Option  
Option

Pedal interruptor ON/OFF /Pedal ON/OFF switch /Pédale interrupteur ON/OFF **4320551**

Accesorios  
Accessories  
Accessoires

Mango catéter metálico /Metallic catheter handle /Manche de cathéter métallique	<b>4340000</b>
Catéter recto metálico /Metallic straight catheter /Cathéter droit métallique	<b>4340001</b>
Catéter curvado metálico /Metallic curved catheter /Cathéter courbe métallique	<b>4340002</b>

Repuestos  
Spare parts  
Pièces de rechange



Filtro bacterias /Bacteria filter /Filtre de bactérie	<b>3320534</b>
Frasco recolector de 4 L /Collection jar 4 L /Flacon collecteur 4 L	<b>4383004</b>
Frasco recolector sin tapa /Collection jar without lid /Flacon collecteur sans couvercle	<b>3383004</b>
Tapa frasco recolector /Collection jar lid /Couvercle flacon collecteur	<b>4383010</b>
Tubo de aspiración de PVC /PVC suction tube /Tube d'aspiration PVC 8x13 mm (1 m)	<b>0940023</b>
Tubo de aspiración Silicona /Silicone suction tube /Tube d'aspiration Silicone 8x13 mm (1 m)	<b>0940061</b>



**HERSILL, S.L.**

Equipos Médicos Medical Devices

Puerto de Navacerrada, 3 • Polígono Industrial Las Nieves  
28935 Móstoles, Madrid, SPAIN  
Tel.: +34 91 616 41 11 • Fax: +34 91 616 48 92  
E-mail: info@hersill.com  
export@hersill.com  
www.hersill.com



0 0 5 1



EN ISO 13485:2003



EN ISO 9001:2000



Nº de folleto  
Leaflet No.  
Brochure nº

532054/08-06