

























reVivator® plus

P e d i d o s Ordering information

	Adultos / Adults > 30 Kg			Niños / Children 7-30 Kg			Bebés / Infants < 7 Kg		
	5200600	5200601	5200602	5200610	5200611	5200612	5200620	5200621	5200622
 Resucitador 1700 mL Resuscitator 1700 mL	●	●	●						
 Resucitador 750 mL Resuscitator 750 mL				●	●	●			
 Resucitador 300 mL Resuscitator 300 mL							●	●	●
 Mascarilla silicona nº 5 Silicone face mask size 5	●	●	●						
 Mascarilla silicona nº 3 Silicone face mask size 3				●	●	●			
 Mascarilla silicona nº 1 Silicone face mask size 1							●	●	●
 Mascarilla silicona nº 0 Silicone face mask size 0							●		
 Cúpula rígida 5/4 Rigid mask cover 5/4	●	●	●						
 Cúpula rígida 3 Rigid mask cover 3				●	●	●			
 Alargadera O ₂ O ₂ pipe extension	●	●	●	●	●	●	●	●	●
 Válvula reservorio Reservoir valve	●	●		●	●		●	●	
 Reservorio de O ₂ 2500 mL O ₂ reservoir 2500 mL	●	●		●	●				
 Reservorio de O ₂ 500 mL O ₂ reservoir 500 mL							●	●	
 Cánula Guedell nº 5 Guedell cannula size 5	●								
 Cánula Guedell nº 3 Guedell cannula size 3	●			●					
 Cánula Guedell nº 1 Guedell cannula size 1				●			●		
 Cánula Guedell nº 0 Guedell cannula size 0							●		
 Estuche de transporte Transport case	●			●			●		

Accesorios opcionales Optional accessories

 Válvula PEEP 2-10 cmH ₂ O · PEEP valve 2-10 cmH ₂ O	3200501
 Válvula PEEP 5-20 cmH ₂ O · PEEP valve 5-20 cmH ₂ O	3200502
 Manómetro presión vía aérea · Airway pressure gauge	4200606
 Tubo corrugado (90 cm) · Corrugated extension tube (90 cm)	0132108
 Mascarilla silicona nº 4 · Silicone face mask size 4	0200044
 Mascarilla silicona nº 2 · Silicone face mask size 2	0200042

Normas
Norms
EN ISO 10651-A:2002



HERSILL, S.L.
Puerto de Navacerrada, 3 • P. I. Las Nieves
28935 Móstoles, (Madrid) • SPAIN
Tel.: +34 91 616 41 11 • Fax: +34 91 616 48 92
info@hersill.com export@hersill.com
www.hersill.com



Nº de folleto
Leaflet No.
52006/10/03

Resucitador Manual Manual Resuscitator

Libre de Látex

Silicona + Polisulfona

Esterilización
en Autoclave

Latex Free

Silicone + Polysulfone

Autoclave
Sterilization

Todos los componentes están fabricados con productos de alta calidad, superando con creces las pruebas más exigentes

All components are made with the highest quality products, fully surpassing the most demanding tests

reVivator® plus



Resucitador Manual
Manual Resuscitator

reVivator® plus

Resucitador Manual de fácil manejo, gran sensibilidad al tacto, larga durabilidad, fabricado en silicona y polisulfona esterilizables en agentes fríos habituales y autoclave a 134 °C.

La rotación de 360° de la mascarilla y de la válvula paciente permite ventilar cómodamente desde cualquier posición.

Easy handling manual resuscitator.

Very sensitivity to the touch. Long durability, made in silicone and polysulfone sterilizable with all usual cold agents and autoclave at 134 °C (273 °F).

Face mask and patient valve 360° rotation allow an easy and handy ventilation from every position.



Composición:
Composed by:

	5200601	5200611	5200621
• Resucitador Resuscitator bag	1700 mL	750 mL	300 mL
• Mascarilla de silicona Silicone face mask	n°/size 5	n°/size 3	n°/size 1
• Cúpula rígida Rigid mask cover	✓	✓	
• Alargadera O ₂ O ₂ pipe extension	✓	✓	✓
• Válvula reservorio Reservoir valve	✓	✓	✓
• Bolsa reservorio de O ₂ O ₂ reservoir bag	2500 mL	2500 mL	500 mL

Características técnicas:
Technical specifications:

	5200601	5200611	5200621
• Máximo volumen tidal Maximum tidal volume	1000 mL	500 mL	200 mL
• Válvula limitadora de presión Pressure-limiting valve	6 kPa = 60 cmH ₂ O	4.5 kPa = 45 cmH ₂ O	4.5 kPa = 45 cmH ₂ O
• Frecuencia respiratoria Frequency of ventilation	40 respiraciones/min breaths/min	50 respiraciones/min breaths/min	90 respiraciones/min breaths/min
• Dimensiones extendido Dimensions extended	300 x 120 mm	275 x 103 mm	230 x 103 mm
• Dimensiones plegado Dimensions folded	125 x 90 mm	125 x 85 mm	125 x 85 mm
• Peso Weight	341 g	246 g	233 g



Composición:
Composed by:

	SET reVivator® plus para adultos for adults 5200600	SET reVivator® plus para niños for children 5200610	SET reVivator® plus para bebés for infants 5200620
• Resucitador Resuscitator bag	1700 mL	750 mL	300 mL
• Mascarilla de silicona Silicone face mask	n°/size 5	n°/size 3	n°/size 1 n°/size 0
• Cúpula rígida Rigid mask cover	✓	✓	
• Alargadera O ₂ O ₂ pipe extension	✓	✓	✓
• Válvula reservorio Reservoir valve	✓	✓	✓
• Bolsa reservorio de O ₂ O ₂ reservoir bag	2500 mL	2500 mL	500 mL
• Cánula Guedell Guedell canula	n°/size 5	n°/size 3	n°/size 1
• Cánula Guedell Guedell canula	n°/size 3	n°/size 1	n°/size 0
• Estuche de transporte Transport case	✓	✓	✓



MASCARILLA SILICONA / SILICONE FACE MASK	#5	#4	#3	#2	#1	#0
	0200045	0200044	0200043	0200042	0200041	0200040