

# VENUS 3

## Ultra Lichtgewicht Scooter

- Lengte : 97,5 cm
- Breedte : 49 cm
- Hoogte : 91 cm
- Bodemvrijheid : 4,3 cm
- Batterij : 2 x 12V - 14Ah
- Actieradius : 14 km\*
- Gewicht zonder batterijen, zetel : 24 kg
- Snelheid : 6 km/u\*
- Lichaamsgewicht : 115 kg
- Demonteerbaar in : 4 delen
- Standaard kleur : Blauw
- Kleur optioneel : Oranje of Champagne



\* Theoretische actieradius, in overeenstemming met EU-normen bij ideale omstandigheden berekend. \* Snelheden en actieradius kunnen afwijken (ca. 15%).

# VENUS 4

## Ultra Lichtgewicht Scooter

- Lengte : 104 cm
- Breedte : 49 cm
- Hoogte : 91 cm
- Bodemvrijheid : 5,5 cm
- Batterij : 2 x 12V - 14Ah
- Actieradius : 14 km\*
- Gewicht zonder batterijen, zetel : 29 kg
- Snelheid : 6 km/u\*
- Lichaamsgewicht : 115 kg
- Demonteerbaar in : 4 delen
- Standaard kleur : Blauw
- Kleur optioneel : Oranje of Champagne



# VENUS 4 Sport

Ultra Lichtgewicht Scooter



Dynamisch gestroomlijnde controller



Volledig neerklapbaar stuur

- Lengte : 104 cm
- Breedte : 55 cm
- Hoogte : 90 cm
- Bodemvrijheid : 11 cm
- Batterij : 2 x 12V - 14Ah
- Actieradius : 14 km\*
- Gewicht zonder batterijen, zetel : 33 kg
- Snelheid : 6 km/u\*
- Lichaamsgewicht : 115 kg
- Demonteerbaar in : 4 delen
- Standaard kleur : Champagne
- Kleur optioneel : Oranje



\* Theoretische actieradius, in overeenstemming met EU-normen bij ideale omstandigheden berekend. \* Snelheden en actieradius kunnen afwijken (ca.15%).

**N.V. Vermeiren N.V.**

Vermeirenplein 1-15  
B-2920 Kalmthout  
België

Tel.: +32 (0) 3 620 20 20  
Fax: +32 (0) 3 666 48 94

