












## Technische gegevens

										
totale breedte	zit breedte	hoogte armsteunen	hoogte zit	totale hoogte	totale lengte	zithoogte	rughoogte	rug inclinatie	gewicht gebruiker	gewicht
66	54	0-17	51	120	75	44	78	0°- 45°	130	19 <sup>(P*)</sup> 20 <sup>(L*)</sup> 26 <sup>(N*)</sup>

\*\*P: Provence, L: Languedoc, N: Normandie

Afmetingen in cm, gewicht in kg- Afwijkingen in maten en gewicht (1,5 cm en 1,5 kg) zijn mogelijk-



Zit zonder naden



Verstelbaar voetenbankje



Normandie met wielen

**Normandie** inclinatie rug/beensteunen

**Languedoc** inclinatie rug

**Provence** vast model



### N.V. Vermeiren N.V.

Vermeirenplein 1-15  
B-2920 Kalmthout  
België


Tel. : +32 (0)3 620 20 20  
Fax: +32 (0)3 666 48 94

[www.vermeiren.be](http://www.vermeiren.be)  
[info@vermeiren.be](mailto:info@vermeiren.be)



**VERMEIREN**  
Grensverleggend in mobiliteit

Voor meer info, neem contact op met de dealer in uw buurt.



V.U.: N.V. Vermeiren N.V., Vermeirenplein 1/15 - 2920 Kalmthout - België - 02/2010



# Normandie




■ **Normandie** : rug inclineerbaar tot 45° met beensteunen die gelijkmatig mee inclineren

■ **Languedoc** : rug inclineerbaar tot 45°

■ **Provence** : vaste rug

De drie modellen zijn standaard uitgerust met armsteunen die verstelbaar zijn in hoogte.



- Inclinatie van de rug en beensteunen.
- Lange armsteunen die voor een volledige ondersteuning van de arm zorgen ingeval van totale inclinatie van de rug.

