

EH-401 เครื่องชั่งน้ำหนักบุคคล และวิเคราะห์ไขมัน



- * พิกัดกำลัง 150 kg ละเอียด 0.1 kg
- * ตัวเลข LCD สีดำ, อ่านง่าย ชัดเจน
- * โปรแกรม : Body Fat (มวลไขมัน), Body Water (มวลน้ำ), Muscle Mass (มวลกล้ามเนื้อ)
- * บันทึกข้อมูลผู้ใช้ 10 ท่าน (ชาย, หญิง, อายุ, ความสูง, มাত্রา kg - lb)
- * ขนาดของเครื่องชั่ง : 290 x 290 mm
- * เปิดเครื่องให้ทำงาน โดยใช้เท้าสัมผัสแผ่นๆ บริเวณเครื่องชั่ง
- * ปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ เมื่อไม่ได้ใช้งานนานเกินกว่า 3 นาที
- * พลังงาน : CR2032 drycell จำนวน 2 ก้อน
- * EH-401 150 kg x 0.1 kg, " Anti-Slip " platform

Model	150 kg
EH-401	0.1 kg

RGZ-20 เครื่องชั่งน้ำหนักเด็ก



เหมาะสำหรับใช้ในบ้าน

- * พิกัดกำลัง 20 kg
- * ละเอียด 50 / 100 g
- * ระบบสปริง ราคาประหยัด
- * ถาดเด็กนอน : 555 x 280 x 80 mm (ถอดออกได้)
- * RGZ-20 20 kg x 50 / 100 g, ABS plastic baby tray

Model	20 kg
RGZ-20	50 / 100 g

EB-20 เครื่องชั่งน้ำหนักเด็ก



* ABS plastic housing

เหมาะสำหรับใช้ในบ้าน

- * พิกัดกำลัง 20 kg (44 lb)
- * ละเอียด 5 g (0.2 oz)
- * ตัวเลข LCD 25.0 mm อ่านง่าย เห็นชัดเจน
- * ถาดเด็กนอน : 555 x 280 x 75 mm (ถอดออกได้)
- * โปรแกรม : Tare (หักน้ำหนักภาชนะ), Hold (ล็อคค่าน้ำหนักเด็ก)
- * เครื่องหมายเตือนเมื่อแบตเตอรี่อ่อน และ Auto power off 5 นาที
- * แถบวัดส่วนสูง : 0 - 48 cm (19 Inch) ละเอียด 1 mm
- * พลังงาน : " AA " drycell 1.5V. จำนวน 4 ก้อน , A/C Adapter 6 V.
- * EB-20 20 kg x 5 g, ABS plastic baby tray

Model	20 kg
EB-20	5 g

ACS-20B-YE เครื่องชั่งน้ำหนักเด็ก พร้อมวัดส่วนสูง



เหมาะสำหรับใช้ในบ้าน

- * พิกัดกำลัง 20 kg (kg - lb)
- * ละเอียด 10 g (kg - lb)
- * ตัวเลข LCD 20.0 mm อ่านง่าย เห็นชัดเจน
- * ถาดเด็กนอน : 595 x 280 x 100 mm
- * โปรแกรม : Tare (หักน้ำหนักภาชนะ), Hold (ล็อคค่าน้ำหนักเด็ก)
- * เครื่องหมายเตือนเมื่อแบตเตอรี่อ่อน และ Auto power off
- * วัดความสูงของเด็กขณะนอน : 0 - 56 cm (ละเอียด 1 mm)
- * พลังงาน : 9 V. Alkaline drycell
- * ACS-20B-YE 20 kg x 10 g, ABS plastic baby tray

Model	20 kg
ACS-20B-YE	10 g