

## Caractéristiques techniques Boréal

largeur totale	largeur pliée	largeur siège	hauteur accoudoir	hauteur siège	hauteur totale	longueur totale	profondeur siège	hauteur dossier
60 65 69	40	39 44 48	16 - 24	50 - 57 (sans coussin)	91 - 106	116	44 à 54	50 - 60

Dimensions en cm, poids en kg • Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : ±1,5 cm et ±1,5 kg

### Repose-jambes réglables Uniques en leur genre

Bon nombre de repose-jambes ne s'adaptent pas automatiquement aux différentes positions des jambes (étendues / fléchies). Résultat: vous devez systématiquement faire appel à quelqu'un pour rapprocher ou éloigner, selon le cas, les palettes repose-jambes du fauteuil. Plus de temps perdu avec les repose-jambes réglables du Boréal : correction automatique garantie. De plus, le Boréal est équipé de palettes articulées.

### Pliant et démontable

Le Boréal se range facilement dans une voiture. Parfaitement amovible, siège, dossier, appui-tête, repose-jambes de ce fauteuil pliant se démontent sans difficulté.

### Votre garantie de qualité

Le fauteuil Boréal répond aux normes les plus strictes des divers instituts d'essais dont la compétence est reconnue dans la plupart des pays européens (notamment en France par le C.E.R.A.H.).

### Deux combinaisons de couleurs


Cadre	Revêtement
Bleu diamant C37	Dartex Gris
Gris clair C29	Dartex Gris

### Votre fauteuil roulant doit s'adapter à vous . Et non l'inverse.

Vermeiren joue depuis plus de 45 ans un rôle essentiel dans le développement de fauteuils roulants modernes et personnalisables. Notre principe de base est : votre fauteuil roulant doit s'adapter à vous et non l'inverse. C'est pourquoi nous avons adopté une conception modulaire. Dans cette optique, nous avons créé une vaste gamme d'accessoires interchangeables.

**Certification ISO 9001:  
Version 2003 (Belgique)**

Pour plus d'informations, prenez contact avec votre revendeur local.



E.R.: N.V. Vermeiren, Vermeirenplein 1/15 - 2920 Kalmthout - Belgique 04/2004

# Boréal

Pour un confort maximum



**VERMEIREN**  
Pour plus de mobilité

# Boréal

Appui-tête réglable en inclinaison et hauteur

Poignées réglables en hauteur



Grâce à son réglage continu, il est possible d'incliner le dossier de 0° à 30°, suivant 5 positions

L'appui-tête déformable à volonté permet de caler la tête.

Roues à démontage rapide.



Les pelotes et les accoudoirs sont démontables ou rabattables pour faciliter les transferts.



Siège ajustable en quelques secondes...



Les nouveaux accoudoirs extra larges sont réglables en hauteur et en profondeur



Palette articulée réglable en profondeur



Assise réglable en hauteur et en inclinaison d'origine



Dossier haut : 60 cm (sur commande)  
Dossier court : 50 cm

Équipé d'un revêtement en Dartex et d'une mousse semi-mémoire, ce fauteuil est le plus confortable du marché en station prolongée.

## OPTIONS:

- Tablette (B12) rabattable
- Pelotes de dos séparées (L04)
- Repose-jambes auto-correctifs

Les repose-jambes à réglage continu et autobloquant sont équipés d'origine de palettes articulées afin d'optimiser l'angle de la cheville.