

MH Pocket Scales



- * ตัวเลข LCD สีดำ สูง 10.0 mm, blue colored backlight
- * โปรแกรม : Tare, Units
- * พลังงาน : แบตเตอรี่ "AAA" 1.5 V. จำนวน 2 ก้อน
- * ห้ามใช้ขั้วช้อขาย

รุ่น	พิกัดกำลัง	ค่าละเอียด	งานชั่งน้ำหนัก
MH-300	300 g	0.01 g	50 x 55 mm

THP Pocket Scales



- * ตัวเลข LCD สีดำ สูง 10.0 mm, blue colored backlight
- * โปรแกรม : Tare, Units (g, oz, ct, ozt, dwt, gm)
- * ปิดเครื่องเองโดยอัตโนมัติเมื่อไม่ใช้งานเกิน 2 - 3 นาที
- * ขนาดของเครื่องชั่ง 140 x 75 x 25 mm
- * น้ำหนักสุทธิ 270 g
- * พลังงาน : แบตเตอรี่ "CR2032" จำนวน 2 ก้อน
- * ห้ามใช้ขั้วช้อขาย

รุ่น	พิกัดกำลัง	ค่าละเอียด	งานชั่งน้ำหนัก
THP-B	500 g	0.1 g	54 x 50 mm

ES-20K-4TS Precision Weighing Scales



- * ตัวเลข LCD 0.8 นิ้ว, ABS Housing
- * โปรแกรม : หักน้ำหนักภาชนะ
- * พลังงาน : Rechargeable battery ใช้งานต่อเนื่องได้ 60 ชม. หรือเลือกใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 V.
- * ห้ามใช้ขั้วช้อขาย

รุ่น	พิกัดกำลัง	ค่าละเอียด	งานชั่งน้ำหนัก
ES-20K-4TS	20 kg	0.1 g	225 x 285 mm

EPS Precision Balances



- * โปรแกรม : Tare, Units
- * ตัวเลข LCD สีดำ สูง 14.0 mm, และ Backlight สีฟ้าเรืองแสง
- * ไม่มีตู้ครอบกันลม
- * พลังงาน : แบตเตอรี่ "AA" 1.5 V. จำนวน 4 ก้อน หรือเลือกใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 V.
- * อุปกรณ์มาตรฐาน RS232C (ไม่มีสายเคเบิล)

รุ่น	พิกัดกำลัง	ค่าละเอียด	งานชั่งน้ำหนัก
EPS-202	200 g	0.01 g	Ø 126 mm
EPS-302	300 g	0.01 g	Ø 126 mm
EPS-2001	2000 g	0.1 g	140 x 140 mm
EPS-3001	3000 g	0.1 g	140 x 140 mm