

ZT เครื่องชั่งน้ำหนักบุคคล พร้อมวัดส่วนสูง (ระบบสปริง)



- * รุ่น ZT-120, ZT-120N พิกัดกำลัง 120 kg (260lb) ละเอียด 500 g (1lb)
- * รุ่น ZT-160, ZT-160N พิกัดกำลัง 160 kg (350lb) ละเอียด 500 g (1lb)
- * วัดส่วนสูง : 70 - 190 cm
- * ฐานชั่งน้ำหนัก : 280 x 385 mm
- * มีที่ตั้งศูนย์ อยู่ด้านหลังของเครื่องชั่ง (ก่อนปรับ ต้องดึงสลักไม้ออกก่อน)
- * น้ำหนักเครื่องชั่งเหล็กหล่อ 23 kg
- * น้ำหนักเครื่องชั่งเหล็กเบา 17.5 kg
- * ห้ามใช้ชั่งซื้อขาย

Model	พิกัดกำลัง x ค่าละเอียด	โครงสร้างเครื่องชั่ง
ZT-120	120 kg x 0.5 kg	ตัวเครื่องเป็นเหล็กหล่อ
ZT-160	160 kg x 0.5 kg	ตัวเครื่องเป็นเหล็กหล่อ
ZT-120N	120 kg x 0.5 kg	ตัวเครื่องเป็นเหล็กเบา
ZT-160N	160 kg x 0.5 kg	ตัวเครื่องเป็นเหล็กเบา

EL-502 เครื่องชั่งน้ำหนักบุคคล พร้อมวัดส่วนสูง (ระบบคานสมดุล)



- * รุ่น EL-502 ระบบคานสมดุล
- * พิกัดกำลัง 200 kg
- * ละเอียด 100 g
- * วัดส่วนสูง : 60 - 210 cm
- * ฐานชั่งน้ำหนัก : 270 x 375 mm
- * มีที่ตั้งศูนย์ อยู่ด้านข้างของคานเลื่อน
- * น้ำหนักเครื่องชั่งสุทธิ 16.0 kg
- * ห้ามใช้ชั่งซื้อขาย

Model	200 kg
EL-502	100 g

- * EL-502 200 kg x 0.1 kg, ระบบคานสมดุล

TCS-200A-RT เครื่องชั่งน้ำหนักบุคคล พร้อมวัดส่วนสูง



- * พิกัดกำลัง 200 kg
- * ละเอียด 100 g
- * ตัวเลข LED สีแดง 15.0 mm มองเห็นชัดเจน แม่นยำที่มีแสงน้อย
- * วัดส่วนสูง : 70 - 190 cm
- * โปรแกรม : ชั่งน้ำหนัก และ ปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ ภายใน 3 นาที
- * พลังงาน : Rechargeable battery ใช้งานต่อเนื่องได้ 60 ชม.
หรือเลือกใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 V.
- * พื้นที่ชั่งน้ำหนัก : 270 x 370 mm
- * น้ำหนักเครื่องชั่งประมาณ 14.0 kg
- * ห้ามใช้ชั่งซื้อขาย

Model	200 kg
TCS-200A-RT	100 g

- * TCS-200A-RT 200 kg x 100 g, " Anti-Slip " platform