

Wózek ultralekki

kod NFZ: 9194.01
kod NFZ: 9194.02
kod NFZ: 9194.03
kod NFZ: 9194.04

V300

light
vermeiren

Dopasowujemy wózki do użytkowników, nigdy odwrotnie. Naszą myślą przewodnią jest: **wózek musi być spasowany do użytkownika a nie odwrotnie**. Dlatego nasze konstrukcje mają budowę modułarną. Wszystkie nasze wózki są adoptowalne, posiadają dużą liczbę akcesoriów dodatkowych, wszystkie opcje są wzajemnie wymienne. To rezultat naszych ciągłych badań oraz 53 letniego doświadczenia.

Gwarancja jakości. V100 spełnia wysokie europejskie normy jakościowe dotyczące tego rodzaju sprzętu: TUV, CERAH itp.



V300 jest konstrukcją, która umożliwia

zmianę maksymalną ilość parametrów:

- 4 wysokości siedziska
- 5 głębokości siedziska
- 3 wysokości podłokietnika
- 3 głębokości podłokietnika
- 5 różnych kątów siedziska 0° - 10°
- duży zakres akcesoriów


kolory ramy:

niebieski metalik C58

champagne C59

kolory tapicerki:

nylon czarny



57
60
62
64
66
68



39
42
44
46
48
50



22-23-24
22-23-24
22-23-24
22-23-24
22-23-24
22-23-24



44-47-50-53
44-47-50-53
44-47-50-53
44-47-50-53
44-47-50-53
44-47-50-53



44-46-48-50-52
44-46-48-50-52
44-46-48-50-52
44-46-48-50-52
44-46-48-50-52
44-46-48-50-52



40-54
40-54
40-54
40-54
40-54
40-54



40
40
40
40
40
40



15,9
najcięższa część
9,7



130

Wersja XL dla osób ważących do 175 kg.

71
74
78

53
56
60

22-23-24
22-23-24
22-23-24

44-47-50-53
44-47-50-53
44-47-50-53

44-46-48-50-52
44-46-48-50-52
44-46-48-50-52

40-54
40-54
40-54

40
40
40

175

Uwaga: Parametry mogą ulec zmianie w zależności od wyposażenia wózka. Dopuszcza się rozbieżność parametrów w zakresie 1,5cm, 1,5 kg, 1,5°!



t w o r z y m y n o w e m o ż l i w o ś c i