

Wózek stabilizujący głowę i plecy

kolory ramy:

niebieski metalik C58

champagne C59

kolory tapicerki:

nylon czarny

V300 30° to nowoczesny wózek ze stabilizacją głowy i pleców z odchylanym oparciem do 30° wykonanym z aluminium. Waga wózka 19 kg. Konstrukcja wózka daje olbrzymie możliwości adaptacyjne dla użytkownika i bardzo dużą mobilność już w wersji standardowej, w myśl naszej idei przewodniej: **wózek musi być spasowany do użytkownika a nie odwrotnie.**

- tapicerka wykonana z nylonu wsuwana w profil aluminiowy dodatkowo wzmacnia cały wózek,
- koła tylne w adapterze umożliwiającym zmianę środka ciężkości,
- Koła tylne wypinane na szybkozłączki, regulowane podnóżki z podparciem pod łydki,
- płyta podnóżka ze zmiennym kątem nachylenia,
 - 4 wysokości siedziska od podłoża,
 - 4 głębokości siedziska,
 - 3 wysokości podparcia pod łokieć,
 - 3 głębokości podparcia pod łokieć,
 - 5 poziomów nachylenia siedziska,
 - widelec ze zmiennym kątem,
- oparcie napinane na taśmach VELCRO.
 - poduszka siedziska,
 - poduszka oparcia.

Przedłużenie oparcia.

Jedyny wózek na rynku Polskim, który przez swoje unikatowe rozwiązanie dotyczące konstrukcji oparcia pozwala na zminimalizowanie gabarytów do minimum i spakowanie go do nawet małego bagażnika auta.

podłokietniki odchylane i wyciągane

Adapter koła tylnego, umożliwia zmianę środka ciężkości oraz nachylenia siedziska

koła na szybkozłączce

regulowana głębokość siedziska

Podnóżki z regulacją kąta nachylenia z regulowanym podparciem pod łydki

zmiana kąta płyty podnóżka



57
60
62
64
66
68



39
42
44
46
48
50



22-23-24
22-23-24
22-23-24
22-23-24
22-23-24
22-23-24



44-47-50-53
44-47-50-53
44-47-50-53
44-47-50-53
44-47-50-53
44-47-50-53



44-46-48-50-52
44-46-48-50-52
44-46-48-50-52
44-46-48-50-52
44-46-48-50-52
44-46-48-50-52



30-47
30-47
30-47
30-47
30-47
30-47



40+38
40+38
40+38
40+38
40+38
40+38



19
19
19
19
20
20



130

Uwaga :Parametry mogą ulec zmianie w zależności od wyposażenia wózka. Dopuszcza się rozbieżność parametrów w zakresie 1,5cm, 1,5 kg, 1,5°!