



บริษัท อินเตอร์เด็นท์ เมดิคอล อินสตรูमेंท์ จำกัด
Interdent Medical Instrument Co.,LTD.

599/2 หมู่ที่ 5 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270

โทรศัพท์ : 02-758 9376 โทรสาร : 02-349 4344

Technical Specification of Desktop Film Viewer

1. Product Photo Show



2. Specification

Name	Model	Description	Rotation range
DESKTOP LED X-ray film viewer	DL-360HT (H/MT/M)	Product size (mm): 537×495×25 View size (mm): 370×422×25 Light source: LED (2Lamps) Power consumption: 20W G.W: 5.5Kg Brightness: over 3000cd/m ² (adjustable) Power:110-220V 50/60Hz LED using time:over100000h	"L": range from 10-120mm Rotation angle : Rotating left 135 degrees, Rotating right 135 degrees Elevation angle: 5 degrees, turnover 15 degrees

*** ผู้นำเข้าสินค้า คุณภาพทางการแพทย์ จากยุโรปและเอเชีย ***

www.pppmedical.com



SURGIPRO

TUORen

EDAN



HERSILL, S.L.
Equipos Médicos - Medical Devices



MY LIFE[®]
Hanlim[®]

seca
Precision for health