

MIZAKI 101 Treatment Trolley PC Support Parts



รูปภาพ MIZAKI 101 Treatment Trolley PC Support Parts



ชั้นบนสุด เป็นพื้นเรียบ ขนาด 37 x 53 cm
ด้านบนติดตั้ง ฐานวางจอมอนิเตอร์
ติดราวสแตนเลส 3 ด้าน พร้อมช่องปรับได้



ชั้น 2,3 มีขนาด 34.5 x 49 x 7 cm
แบ่งเป็น 24 ช่อง ช่องละ 8 x 8.5 x 7 cm
ปรับเปลี่ยนได้ ตามความต้องการ



ชั้น 4,5 และ 6 มีขนาด 34.5 x 49 x 13.5 cm
แบ่งเป็น 5 ช่อง ช่องละ 34.5 x 9.5 x 13.5 cm
ปรับเปลี่ยนได้ ตามความต้องการ



ข้างซ้าย ติดกล่อง
ขนาด 15 x 40 x 11.5 cm
และ 17.5 x 35 x 29.5 cm
ปลั๊กไฟ 4 ช่อง พร้อมที่เก็บสายไฟ




ข้างขวา ติดตะแกรงลวด คุญแจล็อก
ขนาด 14 x 28.5 x 8 cm
ถังขยะ แบบใช้เท้าเหยียบ
กล่องทิ้งเข็ม 2 ใบ



คุณสมบัติ :

- ตัวรถทำจาก พลาสติก ABS สแตนเลส และโลหะผสม
- ขนาด (มิติ) : กว้าง 60 ยาว 47 สูง 101 cm
- ระบบล้อชั้น แบบกัญแจ พร้อมล้อขับเคลื่อนหน้าชั้น
- ล้อ 12 cm ติดเบรคคู่หน้า เคลื่อนไหวอิสระทั้ง 4 ล้อ
- อุปกรณ์ : ที่วางมอนิเตอร์, ที่ทิ้งเข็ม, ถังขยะ แบบใช้เท้าเหยียบ
ปลั๊ก 3 ช่อง พร้อมที่เก็บสายไฟฟ้า
- น้ำหนัก : 65 kg.



ล้อ ขนาด $\varnothing$ 12 cm ติดเบรค 2 ล้อหน้า