



บริษัท อินเตอร์เด็นท์ เมดิคอล อินสตรูเมนต์ จำกัด
Interdent Medical Instrument Co.,LTD.

599/2 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270

โทรศัพท์ : 02-758 9376 โทรสาร : 02-758 9731

MLF999C2(NO.TD010132)

MLF999-C2 รถเข็นเปลสำหรับรถพยาบาล เหมาะสำหรับการใช้งาน ขนส่งหรือเคลื่อนย้ายผู้ป่วย สามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้สะดวก และสามารถพับเก็บลงเป็นรถเข็นวีลแชร์สำหรับใช้ในการขึ้นลงบันไดแคบหรือลิฟท์ได้

MLF999-C2 ทำจากโลหะผสมอลูมิเนียมที่มีคุณภาพสูง มีน้ำหนักเบา, ใช้งานง่าย, เหมาะสมแก่การเคลื่อนย้าย ที่ต้องใช้ความคล่องตัวสูง ในทุกสภาพภูมิประเทศ และที่นอน ได้รับการออกแบบ antiseptically ด้วยโฟมที่อ่อนนุ่ม พื้นผิวด้านข้างบล็อกมีปุ่มล็อกป้องกันการการตก พร้อม Safety lines. ล็อกผู้ป่วยไม่ให้เคลื่อน ในขณะที่เคลื่อนย้ายในสภาพภูมิประเทศ ที่ไม่เอื้ออำนวย โครงสร้างแข็งแรงป้องกันสนิมและทำความสะอาดง่าย



Technical Parameter:

Product size (ขนาด มิติ)	1900x570x850(mm)
Net weight (น้ำหนัก)	32kg
Gross weight (น้ำหนักรวม)	40kg
Loading bearing (รับน้ำหนักได้ สูงสุด)	≤159kg
Dimension of the packing box (ขนาดบรรจุภัณฑ์)	1980x600x250(mm)

*** ผู้นำเข้าสินค้า คุณภาพทางการแพทย์ จากยุโรปและเอเชีย ***

www.pppmedical.com