



บริษัท อินเตอร์เด็นท์ เมดิคอล อินสตรูเมนต์ จำกัด  
**Interdent Medical Instrument Co.,LTD.**

599/2 หมู่ที่ 5 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270

โทรศัพท์ : 02-758 9376 โทรสาร : 02-758 9731

**MIZAKI-CPR007 : C.P.R BOARD**



C.P.R board ทำจากพลาสติก ABS คุณภาพสูง ได้รับการออกแบบและการทดสอบมากกว่า 50 ปี โดยทีมคณะแพทย์  
เทคนิคการแพทย์และพยาบาล เพื่อช่วยในการบริหารจัดการตามหลักกายวิภาคของคณะแพทย์และพยาบาล หรือหน่วยกู้ชีพที่  
ให้การช่วยเหลือผู้ป่วย ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ความโค้งของแผ่น C.P.R Board ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษ รับกับบริเวณ  
หัวใจที่ถูกตำแหน่งของผู้ป่วยสำหรับการปั๊มหัวใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการบีบอัดภายนอกและการเดินของหัวใจ เพื่อเปิด  
ทางเดินลมหายใจ ตอนบนจัดให้เป็นร่องโค้งลึกลงไปเพื่อรองรับศีรษะผู้ป่วย ส่งผลให้ศีรษะในการนอนของผู้ป่วยให้มีเสถียร  
ภาพ ในระหว่างการช่วยชีวิต.



ขนาด : 60 × 40 × 6 cm.  
น้ำหนัก : 1.5 kg.

\*\*\* ผู้นำเข้าสินค้า คุณภาพทางการแพทย์ จากยุโรปและเอเชีย \*\*\*

[www.pppmedical.com](http://www.pppmedical.com)

