



บริษัท อินเตอร์เด็นท์ เมดิคอล อินสตรูमेंท์ จำกัด
Interdent Medical Instrument Co.,LTD.

599/2 หมู่ที่ 5 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270

Tel : 0-2758-9376, 0-2758-9731 Fax : 0-2758-9731 Mobile : 08-4082-8800

GL-150 : AUTO WEIGHT AND HEIGHT MEASURING MACHINE




คุณลักษณะเฉพาะ:

1. มี Mode ในการวัดให้เลือกว่า ผู้หญิง, ผู้ชาย หรือเด็ก
2. เวลาที่ใช้ในการวัด (4 วินาที) เท่านั้น
3. จอแสดงผลการวัดสามารถหมุนได้สะดวก
4. สามารถแสดงค่าดัชนีมวลกายได้

บาร์สำหรับวัดส่วนสูงสามารถวัดส่วนสูงได้โดยอัตโนมัติ

Detail View

Height touch bar auto operation system






Able to attaching the Displayer on left or right

หน้าจอสามารถปรับไปทางด้านซ้ายหรือขวาได้

ที่วางเท้าปรับระดับได้เพื่อให้
ง่ายต่อการก้าวขึ้นบนเครื่อง
ซึ่ง ที่วางเท้าทำจากลูมิเนียม
หล่อเพื่อความทนทาน

Attached leveling foot to make level easily
Aluminum dycasting platform for durability



Option - Mini printer



GENDER	---	MALE
WEIGHT	---	64.90 kg
STANDARD	---	61.05 kg
HEIGHT	---	166.6 cm
B M I	---	23.3
FATNESS	---	106.3 %
MARKS	---	NORMAL
G-TECH INT'L CO.,LTD		
TEL : 831-852-4878		
www.gtech21.net		

อุปกรณ์เสริม
มีเครื่องพิมพ์ขนาดเล็กที่แสดงค่าการวัด
คือ น้ำหนัก, ส่วนสูง, BMI,
ค่าความสมดุลของร่างกาย

Specification

Model No.	GL-150
M, Range of Height	90 cm ~ 200 cm (unit : 1 mm)
M, Range of Weight	10 kg ~ 200 kg(unit : 50 g/100 g)
Display	High brightness red LED
Power source	AC 220 V 50/60 Hz, DC 15 V/850 mA (Adaptor)
Interface	RS-232C
Contents of display	Height, Weight, BMI, Judgement
Product size(mm)	330(W) X 526(L) X 2200(H)
Product weight	12.2 kg