



บริษัท อินเตอร์เด็นท์ เมดิคอล อินสตรูเมนต์ จำกัด Interdent Medical Instrument Co.,LTD.

599/2 หมู่ที่ 5 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Tel : 0-2758-9376, 0-2758-9731 Fax : 0-2758-9731 Mobile : 08-4082-8800



SAE-K-01 : Electric Emergency Trolley



คุณสมบัติทั่วไป

- โครงสร้างทำจาก อลูมิเนียม-อัลลอย และพลาสติก ABS
- พื้นที่ใช้สอยด้านบน ทำจากพลาสติก ABS

มีราวจับสแตนเลส 3 ด้าน แทนวางจอมอนิเตอร์ เสาปรับเก็ลือแบบ 4 ขา


- ลื่นชักแต่ละชั้นทำจากพลาสติก ABS คุณภาพสูง สามารถปรับเปลี่ยนขนาดช่องในลิ้นชักได้ตามความต้องการ
- ระบบล็อกช่องต่างๆ เป็นแบบไฟฟ้า ล็อกด้วยรหัส 4 หลัก
- ตัวรถมีขนาด (มิติ) : L 95 X W 58 X H 105 cm.

อุปกรณ์เสริม


- กล่องทิ้งเข็มฉีดยา
- ช่องใส่ของด้านข้าง
- CPR บอร์ด
- ถังขยะ 2 ช่อง
- เสา I.V.




Electric coded lock



Push lock / open



Sliding side shelf




Needle disposal container



C.P.R. Board



Waste bin



Sliding side shelf