



บริษัท อินเตอร์เด็นท์ เมดิคอล อินสตรูเมนต์ จำกัด
Interdent Medical Instrument Co.,LTD.

599/2 หมู่ที่ 5 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270

Tel : 0-2758-9376, 0-2758-9731 Fax : 0-2758-9731 Mobile : 08-4082-8800

SAE-C-24 : Korea Style Children Manual Double Crank

Hospital Bed



คุณสมบัติทั่วไป

- พื้นเตียงทำจากพลาสติก ABS คุณภาพสูง เจาะรูถี่เพื่อการระบายอากาศได้ดี แข็งแรงทนทาน
- ราวกันเตียงทำจาก เหล็ก-อัลลอย ช่องห่างแคบป้องกันผู้ป่วยตกจากเตียง สามารถปรับระดับสูง-ต่ำได้ แบบ 2 ระดับ
- หัวเตียงและท้ายเตียงถอดออกได้ เพื่อความสะดวกในการช่วยเหลือผู้ป่วย
- เตียงปรับได้ 2 ฟังก์ชันด้วยมือหมุน ปรับหลัง และปรับเข่า
- มีล้อกันกระแทกทั้ง 4 มุม Bumper dinning-table
- ล้อขนาด 4" พร้อมระบบเบรกที่ล้อ
- รองรับน้ำหนักสูงสุดได้ 250 กิโลกรัม

คุณสมบัติเฉพาะ

เตียงมีขนาด (มิติ) L 216 x W 90 x H50 cm.